

NOUVEAU
BREVET

Dahl MADSTM

Dahl MADSTM, abréviation de **Multi Adjustable Docking System**, qui signifie « système d'arrimage à réglages multiples », est notre nouveau système d'adaptation d'arrimage breveté qui permet d'arrimer et de sécuriser les fauteuils roulants manuels à châssis fixe ou pliant à nos modèles de stations d'accueil MK II et VarioDockSTM.

Le système MADSTM se compose d'un sous-châssis léger qui peut être ajusté en hauteur, en inclinaison et en longueur. Il peut ainsi facilement s'adapter à différentes largeurs de fauteuils roulants et fonctionne avec une multitude de fauteuils roulants à réglages différents, nécessaires à l'obtention d'une position assise optimale de l'utilisateur.

Grâce à des supports fixés au châssis du fauteuil roulant et à un système de verrouillage simple et efficace, le sous-châssis peut rapidement être fixé et retiré sans aucun outil supplémentaire et peut facilement être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette fonctionnalité est indispensable pour rabattre un fauteuil pliant, mais, est également intégrée à la conception de la plupart des modèles à châssis fixe.


Au cours des dernières années, nous avons reçu un nombre croissant de demandes concernant l'utilisation de nos stations d'accueil visant à

sécuriser les fauteuils roulants manuels. Les demandes provenaient de propriétaires de véhicules privés, de maisons de retraite et d'écoles, ainsi que de fournisseurs de transports publics et privés cherchant à remplacer les systèmes de fixation de fauteuils roulants par sangles 4 points couramment utilisés, mais nécessitant beaucoup de temps et d'efforts.



Les kits d'adaptation MADSTM sont conçus sur mesure pour la marque et le modèle de fauteuil roulant spécifiques et sont testés ensemble conformément à la norme ISO 7176-19:2022.

Si votre modèle de fauteuil roulant n'a pas été approuvé avec MADSTM, nous serons heureux de collaborer avec les fabricants du fauteuil roulant pour développer un kit.

Les fabricants de fauteuils roulants homologués présents sur le marché européen disposent du marquage CE sur leurs fauteuils adapté à une utilisation avec le système Dahl MADSTM. Par conséquent, le marquage CE et la garantie du fauteuil resteront intacts lors de l'installation du kit d'adaptation du système Dahl MADSTM conformément aux instructions du fabricant du fauteuil roulant.



MULTI ADJUSTABLE • QUICK RELEASE



DAHL
ENGINEERING



Scannez les codes QR pour regarder des vidéos de produits